




Urindrainage-Systeme

Geschlossenes steriles Urindrainage-System mit Ablasshahnbeutel

- Universeller Stufenkonnektor mit integrierter Probenentnahmestelle
- Tropfkammer mit optimierter, bakteriedichter Belüftung und Membranrückschlagventil
- Universelle Halterung zur sicheren Fixierung an allen gängigen Patientenbetten, (Mehrfachverwendung möglich)
- Belüfteter Urinauffangbeutel mit aufgedrucktem Feinmeßbereich
- Einhand-Ablassventil mit Einstecktasche
- 120 cm Schlauchlänge



Best.-Nr.: UDS 2500



Best.-Nr.: UDS 2000

