


CareVent®-Katheterventil

- Geeignet für alle transurethralen und suprapubischen Blasenkatheter
- Fester Sitz des Ventils an allen handelsüblichen Blasenkathetern
- Automatischer Verschluss durch Loslassen des gelben Schiebers
- Dauerableitung durch Verdrehen des grünen Ringes
- Keine Tropfenbildung am Ventilausgang
- Zum Anschluss eines Urindrainagesystems
- Mit und ohne Urinbeutel benutzbar
- Rezeptierbares Hilfsmittel

REF STERILE EO

CareVent®
Katheterventil
mit Verbindungsschlauch

PZN: 0194676



Einfache Bedienung

- Leichtes Eigengewicht
- Uneingeschränkte Mobilität
- Mit und ohne Urinbeutel nutzbar
- Blasenentleerung im natürlichen Rhythmus
- Selbsttätiges Schließen des Ventils
- Perfekte Abdichtung durch patentiertes Verschluss-System
- Rezeptierbares Hilfsmittel

