


Urindrainage-Systeme

Komfort Urin-Beinbeutel

- Angenehmer Tragekomfort durch viskosebeflockte Rückseite
- Individuell anpassbar durch 50 cm Schlauchlänge - kürzbar
- Antireflux-Ventil
- Füllvolumen 500 ml /750 ml
- Einfach zu bedienender Ablasshahn mit Übernacht-Konnektionsansatz



REF STERILE EO

Urin-Beinbeutel
mit Ablasshahn
500 ml, 45 cm Schlauch

Best.-Nr.: 04/01/500

