



Urologie

*Nephrostomie Ballonkatheter,
Führungsdraht*



Crystall Nephrostomie Silikonballonkatheter integral, inkl. Stopfen

- Sichere Fixierung des Katheters in der Niere durch den Vollsilikonkatheter verbundenen Integral-Silikonballon
- Der endoffene zwei-lumige Vollsilikonkatheter leitet den Urin über die zentrale Öffnung sowie zwei Seitenaugen aus der Niere ab
- Voll durchgezogener X-Ray Streifen, röntgenshattengebende Spitze



STERILE	EO	
Nephrostom. Silikon Ballonkatheter		
Integral	Ch.: 10 bis 18	
<--> 400 mm	Vol. 2 - 5 ml	

Best.-Nr.: 01/03/10



REF	STERILE	EO
Führungsdraht		
IM 1212		
0.035", 80 cm lang		

auf Anfrage