



Urologie

*Transurethrale Ballonkatheter*

**Transurethraler Silikonballonkatheter, inkl. Stopfen**


- Sichere Fixierung des Katheters in der Blase durch den mit Vollsilikonkatheter verbundenen Integral-Silikonballon
- Der zwei-lumige Vollsilikon-Nelatonkatheter leitet den Urin über zwei gegenüberliegende Seitenaugen aus der Blase ab
- Der zwei-lumige Vollsilikon-Tiemannkatheter leitet den Urin über ein Auge an der Tiemannspitze ab



STERILE EO

Transurethraler Ballonkatheter  
*Integral* Ch.: 08 bis 24  
<--> 400 mm Vol. 5 - 10 ml


Best.-Nr.: 01/01/23



STERILE EO

Transurethraler Ballonkatheter  
*Tiemann* Ch.: 12 bis 24  
<--> 400 mm Vol. 5 - 10 ml


Best.-Nr.: 01/01/08



STERILE EO

Transurethraler Ballonkatheter  
*Nelaton* Ch.: 18 bis 24  
<--> 400 mm Vol. 30 ml

Best.-Nr.: auf Anfrage



STERILE EO

Transureth. Ballonspülkatheter  
*Nelaton* Ch.: 18 bis 24  
<--> 400 mm Vol. 30 ml

Best.-Nr.: 01/01/16